



HAHNENKRATT.COM

IDS News 2014

relax

ВНУТРИРОТОВЫЕ ЗЕРКАЛА

Зеркала с фронтальным отражением, создающие кристально чистое изображение. Изготовлены из облегченного, автоклавируемого стекловолокна. Обеспечивают максимальный комфорт при проведении стоматологических операций.

IDSnews

Разработаны с идеальным сочетанием технологии и эргономики. Эргономический дизайн и малый вес помогают предотвратить усталость во время работы. Диаметр ручки 11мм.


Отличная видимость с минимальной нагрузкой на глаза, точное, четкое и кристально чистое отражение.

Легко обрабатываются благодаря гладкой поверхности. Без зазоров в переходе от плоскости зеркальной поверхности к корпусу зеркала.

Очень удобны для пациентов из-за дизайна с плавными округлыми формами.

Гарантия качества. Изготовлены из автоклавируемого специально разработанного стекловолокна, обладают стабильностью цвета и устойчивостью к появлению царапин.





Доступны с

- родиевой фронтальной поверхностью зеркала;
- ультра яркой, диэлектрической фронтальной поверхностью зеркала.

RELAX | ВНУТРИРОТОВЫЕ ЗЕРКАЛА | УПАКОВКА 10 ШТУК

Размер	Ø в мм	Цвет	REF FS Rhodium	REF FS ULTRA
4	22	Белый	7 101	7 301
4	22	Пастельно-жёлтый	7 102	7 302
4	22	Пастельно-голубой	7 103	7 303
4	22	Пастельно-бирюзовый	7 104	7 304
4	22	Пастельно-фиолетовый	7 105	7 305
4	22	Антрацит	7 106	7 306
5	24	Белый	7 111	7 311
5	24	Пастельно-жёлтый	7 112	7 312
5	24	Пастельно-голубой	7 113	7 313
5	24	Пастельно-бирюзовый	7 114	7 314
5	24	Пастельно-фиолетовый	7 115	7 315
5	24	Антрацит	7 116	7 316